

# ELİT 150

## 4 KANALLI ELEKTROTHERAPİ | 150 PROGRAM

SPOR VE FITNESS İÇİN TASARLANMIŞ AMA BOŞALTIMA ETKİLERİYLE MÜKEMMEL YENİ SIRALI UYARMA AKIMLARI SAYESİNDE GÜZELLİK BAKIMLARINA ÖZELLİKLE ÖZEN GÖSTERİLEREK TASARLANMIŞ ÜRÜN.

36 GÜZELLİK | 36 SERİ SIRALI UYARMA | 32 FITNESS | 31 SPOR | 12 TENS VE AĞRI | 3 REHAB


### TEKNİK ÖZELLİKLER

Görüntülemek
Görünür boyut alanı 2,6"
Kanallar
4 bağı mısı z (8 elektrot)
Sı kılı k
0,3-150Hz *
Darbe genliği
40-450µs *
Güç
Kanal başı na 0-120mA
Güç kaynağı
Şarj edilebilir pil
Boyut
mm 100x160x35
Ağı rlı k
gr 454


\* Akı mını cinsine göre

### TEÇHİZAT

- 1 Çanta
- 1 Stimülatör ELITE 150
- Elektrot bağlantı sı için 4 kablo
- 4 Kendinden yapı şkanlı kare elektrot
- 4 Kendinden yapı şkanlı dikdörtgen elektrot
- 1 Şarj Cihazı
- 1 Kullanı m kılavuzu



CE  
0476



TENS ONLARCA



35



Last 10 SON 10



MULTI USER ÇOKLU KULLANICI



MY TRAINER EĞİTMENİM



Sys SENKRO STIM



Work Time ÇALIŞMA ZAMANI



ŞARJ EDİLEBİLİR PİL

# ELİT 150

## 4 KANALLI ELEKTROTHERAPİ | 150 PROGRAM

### PROGRAM LİSTESİ

#### SPOR

Kı İcallaşma
Isı nmak
Müsabaka öncesi ı sı nma
Aktif kurtarma
Maksimum güç
Dayanı klı lı k gücü
Patlayıcı güç
tepkisellik
Müsabaka sonrası toparlanma
hipertrofi
İpertrofi
aerobik dayanı klı lı k

#### FİTNESS

si ki lağı rı cı
heykelti raşlı k
Bio-Pulse şekillendirme
Tonlama
Toplu yapı
Hafif koşu

#### GÜZELLİK

Güzellik
Drenaj
Bio-Pulse drenajı
Hamilelik sonrası lipoliz
Tonlama masajı
bağ masajı
Hamilelik sonrası drenaj
Hamilelik sonrası sı kı laşma
Göğüs sı kı lağı rı cı
meme şekillendirme
şişmiş kollar
Yüz kılcal damarları
Yüz germe etkisi
Cilt tonu iyileştirme

#### ONLAR VE AĞRI

Geleneksel antajik onlar
Modüle antajik onlar
endorfinik onlarca
Adet sancısı
Diz ağrısı
Kronik ağrı
Kas ağrısı
servikal ağrı
Omuz ağrısı (skapulohumeral Syndr.)
kronik bel ağrısı
bursit-tendinit
Kireçlenme
REHAB
Üst ekstremitte atrofisi
ÖÇB ameliyatı sonrası iyileşme
Alt ekstremitte atrofisi

SERİ SIRALI UYARMA "35" program listesi 36 parametre kombinasyonu içerir.