

# GENESY 600

## ELEKTROTHERAPİ 4 KANAL | 149 PROGRAM

İSTEKLİ KULLANICILAR İÇİN PROFESYONEL DÖRT KANALLI ÜRÜN

53 SPOR | 29 FITNESS | 20 ACI | 12 MİKRO AKIM | 12 SERİ SIRALI UYARMA | 11 REHAB  
7 ŞİMDİ EYLEM | 3 DENERVE | 1 TUTARMA | 1 İYONOFORZ


### TEKNİK ÖZELLİKLER

Görüntülemek
Görünür alan boyutu 2,6"
Kanallar
4 bağımsız (8 elektrot)
Sıklık
0,3-150Hz *
Darbe genliği
40-450µs *
Güç
Kanal başına 0-120mA
Güç kaynağı
Şarj edilebilir pil
Boyut
mm 100x160x35
Ağırlık
gr 454

\* akım tipine göre

### TEÇHİZAT

- 1 Çanta
- 1 GENESY 600 stimülatörü
- Elektrot bağlantısı için 4 kablo
- Mikro akımlar ve iyonoforez için 2 kablo
- 4 Kendinden yapışkanlı kare elektrot
- 4 Kendinden yapışkanlı dikdörtgen elektrot
- 1 Şarj Cihazı
- 1 Kullanım kılavuzu



CE  
0476



TENS ONLARCA

MENS EMS

IONO IONO

3S 3S

FIN ŞİMDİ EYLEM

TRIM ÇALIŞMA SÜRESİ

Last 10 SON 10

Favorites FAVORİLER

MULTI USER ÇOKLU KULLANICI

PRO PROGRAMLANABİLİR

STIM KİLİDİ

X2 FONKSİYON 2+2

MY TRAINER EĞİTMENİM

AUTO STIM OTOMATİK STİM

SyS SENKRO STİM

Work Time ÇALIŞMA ZAMANI

ŞARJ EDİLEBİLİR PİL

# GENESY 600

ELEKTROTERAPİ 4 KANAL | 149 PROGRAM

## PROGRAM LİSTESİ

### REHAB

şişmiş ayak bilekleri

Atrofi iyileşmesi

Hemipleji-üst uzuvlar

Hemipleji-alt uzuvlar

ÖÇB ameliyatı sonrası iyileşme

Fonksiyonel kurtarma

ayak bileği eğitimi

Bacak yeniden eğitimi

Kas spazmları

Omuz subluksasyonunun önlenmesi

Vastus medialis takviyesi

Motorlu tükenmez kalem

Agonist/Antagonist

Kas takviyesi

### AĞRI

Geleneksel antalgik onlar

Modüle antalgik onlar

Düşük frekanslı antalgik onlar

endorfinik onlarca

Diz ağrısı

Adet sancısı

Ameliyat sonrası ağrı

Kronik ağrı

Omuz ağrısı (sh sendromu)

karpal tünel

Trapez ağrısı

Rotator manşet tendiniti

Kas ağrısı

Siyatik

kronik bel ağrısı

servikal ağrı

bursit-tendinit

Kemik kırıkları

epikondilit

Kireçlenme

### İYONOPOREZ

iyonoforez

### KAÇIRMA

Karışık idrar kaçırma

### MİKRO AKIMLAR

epikondilit

Skapulohumeral periartrit

kontüzyon

Siyatik

Lumbago

akut ağrı

Eklem ağrısı

Boyun tutulması

Kırbaç

omuz burkulması

diz burkulması

Tendon iltihabı

### DENERVE

Üçgen (düşük denerv. seviyesi)

Trapez (orta denerv. seviyesi)

Dikdörtgen (yüksek denerv. seviyesi)

### SPOR

kılcallaşma

İsınmak

Müسابaka öncesi ısınma

Aktif kurtarma

Maksimum güç

Dayanıklılık gücü

Patlayıcı güç

aerobik dayanıklılık

tepkisellik

Müسابaka sonrası toparlanma

sözleşme yapma

hipertrofi

### FİTNESS

sıkılaştırıcı

Bio-Pulse sıkılaştırıcı

heykeltraşlık

Bio-Pulse şekillendirme

Tonlama

Toplu yapı

Vücut şekillendirici

Tanım

Hafif koşu

anaerobik uygunluk

aerobik kondisyon

Kramp önleme

SERİ SIRALI UYARMA "3S" program listesi 12 parametre kombinasyonu içerir.

"3S" programları, kanal 1 ve 2'ye kıyasla 3 ve 4 kanallarının gecikmeli aktivasyonu ile karakterize edilir.

Seri Sıralı Stimülasyon, ilgili kas gruplarının farklılaştırılmış aktivasyon süreleri sayesinde kinetik zincirdeki kasları uyarmaya izin verir.

### İŞLEM ŞİMDİ Eylem

Şimdi program listesi 7 parametre kombinasyonu içerir.

Action Now programları, elektrik stimülasyonunu istemli bir eylemle bağlamak ve senkronize etmek için özellikle yararlıdır.