

İKİ ONLAR

ELEKTROTHERAPİ 2 KANAL | 20 PROGRAM

EN SIK GÖRÜLEN AĞRILI BELİRTİLERİ TEDAVİ ETMEK İÇİN İDEAL ÜRÜN.


16 TENS VE AĞRI | 3 SPOR | 1 FITNESS, GÜZELLİK, SAĞLIK

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görüntülemek
Görünür alan boyutu 2,5"
Kanallar
2 bağımsız (4 elektrot)
Sıklık
1-150Hz
Darbe genişliği
50-400µs
yoğunluk
Kanal başına 0-100mA
Diyet
Şarj edilebilir pil
boyutlar
mm 80x130x25
Ağırlık
gr 220

STANDART EKİPMAN

- 1 Çanta
- 1 DUO TENS stimülatörü
- 2 Elektrot bağlantı kablosu
- 4 kare kendinden yapışkanlı elektrot
- 4 dikdörtgen kendinden yapışkanlı elektrot
- 1 Şarj Cihazı
- 1 Kullanım Kılavuzu



CE
0476



- TENS** İKİ ONLARCA
- PDU** PROGRAMLANABİLİR
- Sys** Sincro Stim SENKRON SİMÜLASYON
- ŞARJ EDİLEBİLİR PİL**

İKİ ONLAR

ELEKTROTERAPİ 2 KANAL | 20 PROGRAM

PROGRAM LİSTESİ

ONLAR VE AĞRI

Geleneksel analjezik onlarca

sende endorfin var

Rotator manşet tendiniti

Kas ağrı sı

diz kireçlenmesi

Ameliyat sonrası ağrı

Kas yaralanması

rahim ağzı

Trapez ağrı sı

Siyatik

Bel ağrı sı

epikondilit

Skapulohumeral periartirit

karpal tünel

Kireçlenme

Menstrüel krampları

SPOR

sözleşme yapma

maksimum güç

Sakin ol

FITNESS, GÜZELLİK, SAĞLIK

modelleme

