

GLOBUS GENESY 1500

4 KANAL ELEKTROTERAPİ | 414 PROGRAM

TIBBİ ALANDA KULLANILAN DÖRT KANALLI PROFESYONEL ÜRÜN, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON TEDAVİSİ İÇİN GEREKLİ AKIMLARIN TAMAMI.

92 ELEKTROTERAPİ MENÜSÜ (EMS/RUSSIAN) | 84 ŞİMDİ AKSİYON | 54 SERİ SIRALI STİMİLASYON | 53 SPOR 33 AĞRI | 29 FITNES | 23 MİKRO AKIMLAR | 16 GÜZELLİK | 11 REHABİLİTASYON | 9 DENERVE | 6 İNTERFARANSİYEL | 3 İNKONTİNANS | 1 İYONOFORİZ


TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekrani
Görülebilir alan 2,6"
Kanal
4 bağımsız (8 elektrod)
Frekans
0,3-150Hz *
Pulse genişliği
40-450µs *
Güç
0-120mA her kanalda
Güç kaynağı
- Şebeke
- Şarj edilebilir batarya
- Ebatlar
mm 100x160x35
Ağırlık
gr 454

* mevcut modele bağlı olarak




CE
0476



EKİPMAN

- 1 Çanta
- 1 GENESY 1500 stimulator
- 4 Kablo , elektrod bağlantısı için
- 2 Kablo ,mikro akımlar ve iyonoforez için
- 4 kendinden yapışkanlı kare elektrod
- 4 kendinden yapışkanlı dikdörtgen elektrod
- 1 Güç kaynağı ünitesi
- 1 Kullanım klavuzu



- TENS** TENS
- MENS** EMS
- IONO** IONO
- 3S** 3S
- FIN** ŞİMDİ AKSİYON
- STIM** ÇALIŞMA SÜRESİ
- LAST** SON 10
- FAVORITES** FAVORİLER
- MULTI USER** ÇOKLU KULLANICI
- PRO** PROGRAMLANABİLİR
- STIM** STİM KİLİDİ
- X2** FONKSİYON 2+2
- MY** BENİM ANTRENÖRÜM
- AUTO STIM** OTO STİM
- SYS** SENKRO STİM
- Work Time** ÇALIŞMA ZAMANI
- ŞEBEKE GÜÇ KAYNAĞI**
- ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA**

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

GENESY 1500

ELEKTROTERAPİ 4 KANAL | 414 PROGRAM

PROGRAM LİSTESİ

REHABİLİTASYON

Şişmiş ayak bilekleri

Atrofi kurtarma

Hemipleji - üst ekstremite

Hemipleji- alt ekstremite

ACL Ameliyatı sonrası kurtarma

Fonksiyonel kurtarma

Bilek yeniden eğitimi

Bacak yeniden eğitimi

Kas spazmları

Omuz subluksasyon kurtarma

Vastus medialis güçlendirme

Motor nokta kalemi

Agonist/Antagonist

KAs kuvvetlendirme

AĞRI

Yüksek frekans analjik tens

Düşük frekans analjik tens

Endorfinik tens

Diz ağrısı

Ameliyat sonrası ağrı

Kronik ağrı

Omuz ağrısı

Karpal Tunel

Trapezius ağrısı

Diz osteoartriti

Rotator kuff tendiniti

Kas ağrısı

Sinir sıkışması

Spinal sıkışma

Kireçlenme

Spinal kireçlenme

Spinal osteoporoz

Kalça kireçlenmesi

Bilek kireçlenmesi

Kas tendon yaralanması

Ameliyat sonrası ağrı

Siyatik

Kronik lumbago

Servikal ağrı

Kasık fıtığı sonrası akut ağrı

Bursit-tendinit

Kas yaralanması

Kemik kırıkları

Omurga incinmesi

Menstrual ağrı

Konvensiyonelanaljik tens

Epikondilit

Modüle analjik tens

İYONOFORİZ

İyonoforez

İNKONTİNANS

Karma inkontinans

Stres inkontinans

İdrar kaçırma hissi inkontinansı

MİKRO AKIMLAR

Epikondiltler

Skapulohumeral periartirit

Kas restorasyonu

Çürük

Ödem

Cilt

Siyatik

Lumbago

Brakyal nevralsi

Akut ağrı

Artiküler ağrı

Boyun tutulması

Omurga incinmesi

Servikal sipondiliz

Omuz burkulması

Karpal tunel

Diz burkulması

Diz kireçlenmesi

Bilek burkulması

Aşıl tendon inflamasyonu

Patella tendon inflamasyonu

Rotator kuff inflamasyonu

Tendon inflamasyonu

DENERVE

Triangular 1

Triangular 2

Triangular 3

Trapezoidal 1

Trapezoidal 2

Trapezoidal 3

Rectangular 1

Rectangular 2

Rectangular 3

ENTERFARANSİYEL

Diz kireçlenmesi

Akut lumbago

Servikal ağrı

Kronik lumbago

Donmuş omuz

ameliyat sonrası ağrı

SPOR

Kapilarizasyon

Isınma

Yarış öncesi ısınma

Aktif kurtarma

Maksimum zorluk

Dayanıklılık zorluk

Patlayıcı güç

Ayrobik dayanıklılık

Reaktivite

Yarış sonrası kurtarma

Gevşeme

Hipertrofi

FİTNES

sıkışma

Bio-Pulse sıkışma

Biçimlenme

Bio-Pulse biçimlenme

Tonlama

Kitle yapılanma

Vücut biçimlenme

Tanımlama

Jogging

Anayrobik fitness

GÜZELLİK

Drenaj

Lipoliz

Tonlama masajı

Cilt tonu geliştirme

Bağ masajı

Gebelik sonrası drenaj

Gebelik sonrası lipoliz

Gebelik sonrası sıkışma

SERİ SIRALI STİMÜLASYON

"3S" program listesi 54 parametre kombinasyonu içerir.

"3S" programları, kanal 1 ve 2 ile karşılaştırıldığında kanal 3 ve 4'ün bir gecikme aktivasyonu ile karakterize edilir.

Seri Sıralı Stimülasyon, dahil olan kas gruplarının farklılaştırılmış aktivasyon süreleri sayesinde kinetik zincirdeki kas sistemini uyarmaya izin verir.

ŞİMDİ AKSİYON

Action Now program listesi 84 parametre kombinasyonu içerir.

ELEKTROTERAPİ

Elektroterapi, 48 EMS kombinasyonu ve 44 Russian (KOTZ) parametresini içerir.



SARS TIBBİ CİHAZLAR SAN
TİC LTD ŞTİ



(+90) 312 236 08 36



www.sars.com.tr

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE