

PHYSIOLASER 12.0 PRO

LASERTERAPIA

LA VERSIONE "PRO" DEL PHYSIOLASER 12.0 È PENSATA PER IL PROFESSIONISTA CHE UTILIZZA SPESSO IL DISPOSITIVO E PREFERISCE TENERLO SEMPRE A PORTATA DI MANO SOPRA UN CARRELLINO. I 12W DI POTENZA MASSIMA PERMETTERANNO TRATTAMENTI RAPIDI ED EFFICACI ANCHE SU ZONE DEL CORPO PIÙ ESTESE, UTILIZZANDO L'OTTICA DA 22 MM IN DOTAZIONE CON IL DISPOSITIVO. LA RICCA LIBRERIA DI PROGRAMMI GARANTISCE INOLTRE AL PROFESSIONISTA DI TRATTARE QUALSIASI DISTURBO MUSCOLO-SCHELETRICO E ALCUNE PROBLEMATICHE RIFERITE A FERITE E ULCERE DELLA PELLE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display

Dimensione 2,6", retroilluminato

Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

Potenza massima

12W ±20%

Predisposto per lunghezza d'onda

808nm

980nm e 1064nm (opzionali)

Emissione

Pulsata e continua

Dimensioni target area

Ottica da mm 11

Ottica da mm 22

Frequenza

Fino a 10000Hz

Alimentazione


Rete e batteria ricaricabile

Dimensioni e peso

mm 220x170x60 - gr 790

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Valigetta
- 1 Dispositivo PHYSIOLASER 12.0 PRO
- 1 Manipolo laser 808nm con ottiche da mm 11 e mm 22
- 2 Occhiali protettivi (paziente e operatore)
- 1 Pulsante di emergenza
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G5995 Manipolo HP 980nm
- Cod. G5996 Manipolo 1064nm potenza massima 3W



CE
0476



PREFERITI



PROGRAMMABILE



PACCO BATTERIA



ALIMENTAZIONE A RETE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PHYSIOLASER 12.0 PRO

LASERTERAPIA

ELENCO PROGRAMMI MEDICALI

PROGRAMMI A LUNGHEZZA D'ONDA 808nm

MUSCOLO SCHELETRICO

GENERICO

Artrosi
Artrite reumatoide
Lesioni muscolari
Contrattura muscolare
Decontratturante
Fibromialgia
Radicolopatie
Tendinopatie
Nevralgia
Nevralgia postherpetica
Morbo di Sudeck
Borsite
Edema

BRACCIO - MANO

Artrosi
Artrite reumatoide
Morbo di Raynaud
Dolore dita
Epicondilita
Tunnel Carpale
Fratture al polso
Dolore al polso
Tendinite
Edema
Frattura radio

GINOCCHIO

Artrosi
Artrite reumatoide
Dolore acuto
Dolore cronico
Meniscopatia
Borsite
Patello-femorale
Edema
Lesione legamentosa
Gonalgia
Distorsione
Condromalacia
Condropatia
Tendinite femoro-rotulea

PIEDE - CAVIGLIA

Artrosi
Artrite reumatoide
Metatarsalgia
Dolore caviglia
Fascite plantare
Tend. dell'achilleo

Distorsione
Edema
Tallonite

SCHIENA

Artrosi vertebrale
Dolore acuto
Lombalgia
Dolore miofasciale
Radicolopatie
Artrite reumatoide

SPALLA

Dolore miofasciale
Artrosi
Capsulite adesiva
Borsite
Conflitto sub-acromiale
Tendiniti
Lussazioni
Lesioni tendinee (cuffia)
Artrite reumatoide
Edema

TESTA - COLLO

Artrosi
Radicolopatie
Dolore miofasciale
Cervicale cronico
Dolore Temporo-Mandibolare
Artrite reumatoide
Nevralgia trigemino
Ernia cervicale

DERMATOLOGIA

Ulcere
Cicatizzazione_ulcere
Ferite

PROGRAMMI A LUNGHEZZA D'ONDA 980nm

Antalgico
Dolore cervicale
Dolore lombare
Borsite
Cisti di Baker
Cruralgia
De Quervain sindrome
Distorsioni
Contusioni
Dolore acuto
Dolore cronico
Edemi
Ematomi
Ematomi estesi
Epicondilita
Epitrocleite
Ernia disco
Fibromialgia
Inflammazioni
Lesioni legamenti
Lesioni muscolari
Meniscopatia
Sinovite
Strappi muscolari
Tendinopatia
Tunnel carpale