

# PHYSIOLASER 6.0 PRO

## LASERTERAPIA

PHYSIOLASER 6.0 PRO È UN DISPOSITIVO DI PESO E DIMENSIONI CONTENUTE ADATTO SIA PER ESSERE POSIZIONATO IN UN CARRELLINO DA STUDIO CHE PER ESSERE TRASPORTATO, ALL'OCCORRENZA, IN ALTRI LOCALI. CON LA SUA POTENZA MASSIMA DI 6W È IDEALE PER TRATTARE PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI E MUSCOLARI, RIDUCENDO RAPIDAMENTE DOLORE ED EDEMA E FAVORENDO UN RECUPERO PIÙ RAPIDO DEI TESSUTI LESIONATI E INFIAMMATI.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione 2,6", retroilluminato

#### Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

#### Potenza massima

6W  $\pm$ 20%

#### Predisposto per lunghezza d'onda

808nm

980nm e 1064nm (opzionali)

#### Emissione

Pulsata e continua

#### Dimensioni target area

Ottica da mm 11

Ottica da mm 22 (opzionale)

#### Frequenza

Fino a 10000Hz

#### Alimentazione


Rete e batteria ricaricabile

#### Dimensioni e peso

mm 220x170x60 - gr 790

### DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Valigetta
- 1 Dispositivo PHYSIOLASER 6.0 PRO
- 1 Manipolo laser 808nm con ottica da mm 11
- 2 Occhiali protettivi (paziente e operatore)
- 1 Pulsante di emergenza
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



### OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G5994 Manipolo MP 980nm
- Cod. G5996 Manipolo 1064nm potenza massima 3W
- Cod. G6092 Ottica da 22 mm



CE  
0476



PREFERITI



PROGRAMMABILE



PACCO BATTERIA



ALIMENTAZIONE A RETE

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# PHYSIOLASER 6.0 PRO

## LASERTERAPIA

### ELENCO PROGRAMMI MEDICALI

Rev. It\_08\_2021

#### PROGRAMMI A LUNGHEZZA D'ONDA 808nm

##### MUSCOLO SCHELETRICO

###### GENERICO

Artrosi
Artrite reumatoide
Lesioni muscolari
Contrattura muscolare
Fibromialgia
Radicolopatie
Tendinopatie
Nevralgia
Borsite
Edema

###### BRACCIO - MANO

Artrosi
Artrite reumatoide
Epicondilitis
Tunnel Carpale
Dolore al polso
Tendinite
Edema

###### GINOCCHIO

Artrosi
Artrite reumatoide
Dolore acuto
Dolore cronico
Meniscopatia
Borsite
Patello-femorale
Edema
Lesione legamentosa
Gonalgia
Distorsione
Condropatia
Tendinite femoro-rotulea

###### PIEDE - CAVIGLIA

Artrosi
Artrite reumatoide
Dolore caviglia
Fascite plantare
Tend. dell'achilleo
Distorsione
Edema
Tallonite

###### SCHIENA

Artrosi vertebrale
Dolore acuto
Lombalgia
Dolore miofasciale
Radicolopatie
Artrite reumatoide

###### SPALLA

Dolore miofasciale
Artrosi
Capsulite adesiva
Borsite
Conflitto sub-acromiale
Tendiniti
Lesioni tendinee (cuffia)
Artrite reumatoide

###### TESTA - COLLO

Artrosi
Radicolopatie
Cervicale cronico
Dolore Temporo-Mandibolare
Artrite reumatoide
Nevralgia trigemino

##### DERMATOLOGIA

Ulcere
Ferite

#### PROGRAMMI A LUNGHEZZA D'ONDA 980nm

Antalgico
Dolore cervicale
Dolore lombare
Borsite
Cisti di Baker
Cruralgia
De Quervain sindrome
Distorsioni
Contusioni
Dolore acuto
Dolore cronico
Edemi
Ematomi
Ematomi estesi
Epicondilitis
Epitrocleeite
Ernia disco
Fibromialgia
Infiammazioni
Lesioni legamenti
Lesioni muscolari
Meniscopatia
Sinovite
Strappi muscolari
Tendinopatia
Tunnel carpale