

GLOBUS PREMIUM 400

4 KANALLI ELEKTROTERAPİ | 258 PROGRAM

ELİNİZDEKİ 250'DEN FAZLA PROGRAMLA PREMIUM 400, ERKEKLER VE KADINLAR İÇİN SPOR VE GÜZELLİK BAKIMI İÇİN İDEAL ELEKTROSİMÜLATÖRDÜR.

58 FITNESS | 53 SPOR | 44 ÖZEL SPOR | 36 GÜZELLİK | 23 MİKRO AKIM | 18 SERİ SIRALI UYARMA
12 TENS VE AĞRI | 7 ŞİMDİ EYLEM | 3 TUTARMA | 1 İYONOFORZ


TEKNİK ÖZELLİKLER

Görüntülemek
Görünür alan boyutu 2,6"
Kanallar
4 bağımsız (8 elektrot)
Sıklık
0,3-150Hz *
Darbe genliği
40-450µs *
Güç
Kanal başına 0-120mA
Güç kaynağı
Şarj edilebilir pil
Boyut
mm 100x160x35
Ağırlık
gr 454

* Akımların cinsine göre

TEÇHİZAT

- 1 Çanta
- 1 Stimülator PREMIUM 400
- Elektrot bağlantısı için 4 kablo
- Mikro akımlar ve iyonoforez için 2 kablo
- 4 Kendinden yapışkanlı kare elektrot
- 4 Kendinden yapışkanlı dikdörtgen elektrot
- 1 Şarj Cihazı
- 1 Kullanım kılavuzu



CE
0476



TENS ONLARCA



MENS ERKEKLERİN



IONO İONO



3S 3S



FIN ŞİMDİ EYLEM



SPRINT ÇALIŞMA SÜRESİ



LAST 10 SON 10



Favorites FAVORİLER



MULTI USER ÇOKLU KULLANICI



PRO PROGRAMLANABİLİR



STIM STİM KİLİDİ



X2 FONKSİYON 2+2



MY EĞİTMENİM



SYS SENKRO STİM



Work Time ÇALIŞMA ZAMANI



Battery ŞARJ EDİLEBİLİR PİL

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

GLOBUS PREMIUM 400

4 KANALLI ELEKTROTHERAPİ | 258 PROGRAM

PROGRAM LİSTESİ

SPOR

Kıvcallaşma
Isınmak
Müsabaka öncesi ısınma
Aktif kurtarma
Maksimum güç
Dayanıklılık
Patlayıcı güç
aerobik dayanıklılık
tepkisellik
Müsabaka sonrası toparlanma
sözleşme yapma
hipertrofi

ÖZEL SPOR

Koşma
Kros kayağı
Dövüş sanatları
Tenis
Futbol
Bisikletçilik

FİTNESS

Isınma
Bio-Pulse ısınma
heykeltıraşlık
Bio-Pulse şekillendirme
Tonlama
Toplu yapı
Vücut şekillendirici
Tanımlama
Hafif koşu
anaerobik uygunluk
aerobik kondisyon
Kramp önleme

GÜZELLİK

Drenaj
Bio-Pulse drenajı
Lipoliz
Hamilelik sonrası lipoliz
Tonlama masajı
bağ masajı
şişmiş kollar
Yüz kılc damarları
Cilt tonu iyileştirme
Hamilelik sonrası drenaj
Hamilelik sonrası ısınma
Göğüs ısınma
meme şekillendirme
Kaldırma etkisi

REHAB

Kuadriceps atrofisi
ÖÇB ameliyatı sonrası iyileşme
Omuz subluksasyonunun önlenmesi

TENS ve AĞRI

Geleneksel antalgik onlar
Modüle antalgik onlar
endorfinik onlarca
Adet sancısı
Kronik ağrı
servikal ağrı
Kas ağrısı
Diz ağrısı
Skapulohumeral periartirit
kronik bel ağrısı
bursit-tendinit
Kireçlenme

MİKRO AKIMLAR

epikondilit
periartrit
kas restorasyonu
kontüzyon
ödem
Cilt ülseri
Siyatik
Lumbago
kol nevraljisi
akut ağrı
Ekleme ağrısı
Boyun tutulması
Kıvrak
servikal spondiloz
omuz burkulması
diz burkulması
karpal tünel
Kireçlenme

KAÇIRMA

Karışık idrar kaçırma
Stres inkontinansı
İdrar kaçırma dürtüsü

İYONOPREZ

iyonofrez

SERİ SIRALI UYARMA "35" program listesi 18 parametre kombinasyonu içerir.

"35" programları, kanal 1 ve 2'ye kıyasla kanal 3 ve 4'ün gecikmeli aktivasyonu ile karakterize edilir. Seri Sıralı Stimülasyon, ilgili kas gruplarını farklılaştırılmış aktivasyon süreleri sayesinde kinetik zincirdeki kasları uyarmaya izin verir.

İŞLEM ŞİMDİ Eylem

Şimdi program listesi 7 parametre kombinasyonu içerir.

Bu mod, overlo ile yapılan bir çalışmaya bir uyarıcı tarafından indüklenen kas kasılması eklemek istediğiniz atletik hazırlık için spor alanında önerilir. dinamik ve izometrik biçimde reklamlar.